

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LATEX FREE                                                                                                                                                                                             |  | Není vyrobeno z latexu                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.                |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Referenční katalogové číslo                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Manžeta Easy Cuff                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Manžeta Intelli Wrap                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Komfortní manžeta                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Datum výroby                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | Obvod paže                                                                                  |  |
| Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby. |  |                                                                                             |  |

|                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Výrobce</b><br>                     |                                                                   | <b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,<br>617-0002 JAPONSKO                                                        |     |                                                                                                                  |  |
| <b>Zástupce pro EU</b><br><table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>                                    |                                                                   | EC                                                                                                                                                       | REP | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,<br>NIZOZEMSKO<br>www.omron-healthcare.com |  |
| EC                                                                                                                      | REP                                                               |                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                  |  |
| <b>Dovozce do EU</b>                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                  |  |
| <b>Výrobní závod</b>                                                                                                    |                                                                   | <b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b><br>No. 3, Song Jiang Road,<br>Economic and Technical Development Zone,<br>Dalian 116600, Čína                              |     |                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                         | Dovozce ve<br>Spojeném království<br>a zodpovědná osoba<br>pro UK | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK<br>www.omron-healthcare.com/distributors                           |     |                                                                                                                  |  |
| <b>Pobočky</b>                                                                                                          |                                                                   | <b>OMRON MEDIZINTECHNIK<br/>HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b><br>www.omron-healthcare.com/distributors                                                         |     |                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                         |                                                                   | <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br>www.omron-healthcare.com/distributors                                                                                   |     |                                                                                                                  |  |
| <b>Distribuce a servis pro ČR</b><br> |                                                                   | <b>CELIMED s.r.o.</b><br>Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí na Labem<br>požárníční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz<br>www.celimed.cz |     |                                                                                                                  |  |

Vyrobeno v Číně


Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

|                      |  |       |                                                             |
|----------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Popis symbolů</b> |  |       | Označení CE                                                 |
|                      |  | UK CA | Značení UKCA                                                |
|                      |  | LOT   | Číslo šarže                                                 |
|                      |  | UDI   | Jedinečný identifikátor prostředku                          |
|                      |  | MD    | Zdravotnický prostředek                                     |
|                      |  |       | Omezení teploty                                             |
|                      |  |       | Omezení vlhkosti                                            |
|                      |  |       | Omezení atmosférického tlaku                                |
|                      |  |       | Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením            |
|                      |  | INDEX | Indikátor umístění manžety pro levou ruku                   |
|                      |  | ART   | Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu |
|                      |  |       | Znak na manžetě musí být umístěna nad artérií.              |

|                                             |  |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis výrobku</b>                        |  | Manžeta měříce krevního tlaku OMRON                                                               |
| <b>Model (kód)</b>                          |  | Střední manžeta CM2 (HEM-CR24-E)                                                                  |
| <b>Obvod paže</b>                           |  | 22 až 32 cm                                                                                       |
| <b>Rozměry manžety</b>                      |  | Přibližně 146 mm x 446 mm                                                                         |
| <b>Rozsah tlaku manžety</b>                 |  | Tlak: 0 až 299 mmHg                                                                               |
| <b>Přesnost</b>                             |  | Tlak: ±3 mmHg                                                                                     |
| <b>Klasifikace</b>                          |  | Třída I                                                                                           |
| <b>Provozní podmínky</b>                    |  | +10 až +40 °C (50 až 104 °F)<br>15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)<br>700 až 1060 hPa |
| <b>Podmínky pro skladování a přepravu</b>   |  | -20 až +60 °C (-4 až 140 °F)<br>10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)<br>700 až 1060 hPa |
| <b>Obsah balení</b>                         |  | Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky                                                      |
| <b>Zivotnost (provozovatelnost), záruka</b> |  | 5 let                                                                                             |

Technické údaje:

OMRON



## Střední manžeta CM2

### Střední manžeta

#### • Návod k obsluze

Datum vydání: 2022-10-27

